

axiostat[®]

pare de sangrar num instante


EXCLUSIVA
Tecnologia
Bioadesiva
Catiônica
(PBT[®])



desenvolvido
para **estancar**
sangramentos

TAMPÃO HEMOSTÁTICO 100% QUITOSANA

Axiostat® é um tampão **hemostático** estéril, não absorvível e de uso único, desenvolvido para ser utilizado no controle de **hemorragias** moderadas a graves.



Axiostat® utiliza a exclusiva **Tecnologia Bioadesiva Catiônica (PBT®)** para interagir com as propriedades elétricas do sangue, formando uma barreira mecânica natural na área do ferimento, que controla a hemorragia em poucos minutos.


Após o controle do sangramento, Axiostat® pode ser retirado delicadamente sem reabrir o ferimento.

- Eficaz mesmo em pacientes sob efeito de **anti-coagulantes**
- **Ativo** em todos os lados
- **Hipoalergênico**, sem efeitos colaterais conhecidos
- **Pode ser cortado, dobrado e inserido** em feridas profundas
- O coágulo é formado **apenas** no tecido humano
- **Esterilizado** por irradiação gama
- **Biocompatível**
- Fácil de **Aplicar e Remover**

CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS


FDA | CE | ISO | GMP

COMO FUNCIONA



DADOS CLÍNICOS

Tempo para Hemostasia (em minutos)



Estudo clínico em pacientes com trauma publicado no Indian Journal of Emergency Medicine. IJEM VOL,2 No.2 JULY-DEC-2016

TREINAMENTO PROFISSIONAIS DE SAÚDE



DOWNLOAD PROTOCOLOS DE USO



axiostat[®]

pare de sangrar num instante

MILITAR



Ferimentos de bala
Lesões por explosão
Cortes de couro cabeludo e membros
Perfurações ou facadas
Avulsões

MIL88 - 8x8cm

INDICAÇÕES DE USO


HEMODIÁLISE



Procedimentos de cateterismo venoso central | Hemodiálise
Procedimentos de acesso vascular / gasometria
Remoção do cateter intravenoso
Remoção de linha arterial / central

N22 - 2x2cm

ODONTOLÓGICO



Trauma Maxilofacial | Cirurgia Oral
Extração dentária | Biópsia Oral | Retalho cirúrgico
Sangramento gengival | Extrações Múltiplas de Dentes
Outros procedimentos orais

D11 - 1x1cm

VASCULAR



Intervenção Vascular Femoral
Intervenção Vascular Radial

V35 - 3,5x3,5cm
V55 - 5x5cm

APH / HOSPITALAR



Trauma de cabeça e pescoço
Sangramento Arterial | Sangramento Venoso
Cortes e lacerações
Lesões do couro cabeludo | Lesões de membros
Epístaxe e outros sangramentos nasais



S55 - 5x5cm
M85 - 8x5cm
L88 - 8x8cm
N22 - 2x2cm
D11 - 1x1cm

está
sangrando?
use **axiostat**[®]

MODELOS DISPONÍVEIS

CÓDIGO	TAMANHO	EMBALAGEM
D11	1cm x 1cm x 1cm	Caixa com 80 unds
N22	2cm x 2cm	Caixa com 80 unds
S55	5cm x 5cm	Caixa com 10 unds
M85	8cm x 5cm	Caixa com 10 unds
L88	8cm x 8cm	Caixa com 10 unds
V35	3,5cm x 3,5cm	Caixa com 15 unds
V55	5cm x 5cm	Caixa com 10 unds
MIL88	8cm x 8cm	Caixa com 10 unds

ANVISA 82407250001

 **AXIO**[®]
Fabricante:
Axio Biosolutions Private Limited
Plot 18, Gujarat Pharma Techno Park
Sari Matoda, Sanand Taluka
Ahmedabad - 382 220, Gujarat, India.
Mfg License: MFG/MD/2020/000102


Detentor da Notificação: **BIOTECHS**
import & export
Biotechs Imp. Distr. Prod. Hospitalares Ltda
Av. Cid Scala, 86 - Poço 57025-620 Maceió/AL
SAC: (82) 3142-1655 - sac@biotechs.med.br
Resp. Técnico: Raquel Prata Campos Beltrão
Coren/AL: 576064-ENF-IS